



www.dmail.it

DMedia Commerce S.p.A.
Via Aretina 25 - 50065 Sieci (FI) ITALY
Tel. +39 055 8363040
Fax +39 055 8363057
Assist. Tecnica: Tel. +39 055 4206052
E-mail: assistenza.dmail@dmc.it

148665 - MANIGLIA PER VASCA

Per la vostra sicurezza nella vasca da bagno e nella doccia, usate questo maniglione. Facile da installare.

Caratteristiche:

- I bambini piccoli possono usare spazi umidi e scivolosi senza pericolo
- Per installarlo in maniera corretta, basta premere le leve
- Può essere usato anche nella doccia (si attacca anche alle pareti!)
- Si installa e si toglie facilmente ... basta sollevare le leve una alla volta
- Pronto per l'uso. Questo prodotto è una novità!

Informazioni sulla sicurezza: Montare su superfici pulite, lisce, piatte e non porose. Da usare solamente come appoggio, non per sollevare il proprio corpo. Controllare che il maniglione sia correttamente installato

prima di ogni uso e riattaccarlo se instabile.

Istruzioni: Pulire ed inumidire la superficie dove desiderate attaccare il maniglione. Le leve devono essere rivolte verso l'alto. Premere le ventose sulla superficie. Ogni ventosa deve aderire completamente alla superficie. Premere le leve verso il basso. Controllare che il maniglione aderisca bene alla superficie. In caso contrario, riposizionarlo. Per staccarlo, tirare verso l'alto le leve e staccare le ventose con le dita. Controllare che il maniglione sia correttamente installato prima di ogni uso. Pulire la superficie, le ventose e riposizionarlo, se necessario.

Materiale: ABS, PP, PVC, acciaio inossidabile



www.dmail.pt

D-Mail Venda Directa SA
Parque Monserrate - Pav. C.Z.I. da
Abrunheira 2714-971 Sintra
PORTUGAL - Tel. +351 21 9156560
Fax +351 21 9156569
Email: assistencia@dmail.pt

148665 - PEGA POR SUÇÃO

Aumente a segurança na casa de banho com esta pega de banheira ou de chuveiro. É muito fácil de instalar.

Características:

- As crianças podem entrar com segurança numa banheira molhada e escorregadia.
- Basta pressionar as alavancas das pontas para prender a pega.
- Pode ser usada no chuveiro e também em paredes!
- Fácil de instalar e de remover... basta encostar as extremidades. Produto novo!

Informações de segurança: A pega deve ser instalada numa superfície limpa, suave, lisa e não porosa. Serve apenas para ajudar o equilíbrio e não para suportar todo o peso do corpo. Certifique-se sempre de que está solidamente presa antes de usar. Se a pega estiver solta, volte a instalá-la.

Instruções: Limpe e molhe a superfície onde a pega será instalada. As alavancas devem estar levantadas e soltas. Pressione os discos de borracha contra a superfície. Cada disco deve estar totalmente encostado à superfície. Pressione as alavancas para baixo em cada um dos discos. Teste a adesão. Se a pega estiver solta, retire-a e tente de novo. Para retirar a pega, vire as alavancas para cima e ponha a ponta dos dedos de baixo de cada disco para libertar a sucção. Verifique a adesão antes de cada utilização: limpe a superfície e as borras e volte a instalar quando necessário. retire e volte a instalar todas as semanas.

Materiais: ABS, PP, PVC, Aço Inoxidável.



www.dmail.ro

Sc D-Mail Direct S.r.l.
Bd Natiunii Unite, Nr. 4 Bl. 106,
Parter, Sector 5, 050122 Bucuresti
ROMANIA
Tel 021 3360444 - Fax 021 3360413
E-mail: office@dmail.ro

148665 - MANER PENTRU CADA

Puteti plasa manerul in baie pentru a oferi suport atunci cand iesiti din cada sau chiar in dus pentru a nu aluneca

Caracteristici:

- Cei ce nu au siguranta in picioare pot trece pe suprafetele aluncoase
- Trebuie toar sa apasati pe clapete pentru a atasa ventuza
- Poate fi folosita chiar si pe peretii din dus
- Usor de instalat sio indepartat trebuie doar sa apasati fiecare clapeta, produsul este ca unul!

Informatii de siguranta: Ventuza trebuie montata pe suprafete curate,drepte,fara pori. Trebuie folosit doar pentru a va sprijini de suport nu pentru a suporta toata greutatea. Asigurati-va ca este bine atasata inainte de fiecare utilizare si reatasati daca pare desprinsa.

Instructiuni: Stergeti si umeziti suprafata pe care urmeaza sa fie maontata. Apasati discurile de cauciuc pe suprafata, (acestea trebuie sa fie in intregime pe suprafata plana). Apasati clapetele de pe fiecare disc. Testati aderenta. Daca se desprind repozitionati si incercati din nou. Pentru a indeparta trebuie sa ridicati clapetele si sa introduceti varful degetului sub fiecare ventuza pentru a desprinde. Testati aderenta inainte de fiecare utilizare: curatati suprafata daca nu adera. Pozitionati si desfaceti saptamanal pentru a oferi siguranta.

Materiale: ABS,PPVC Otel inoxidabil.



www.dmail.cz

D-Mail s.r.o.
Hraniční 2253, 370 06
České Budějovice
Tel. +420 389 139139
Fax +420 389 139132
E-mail: info@dmail.cz

148665 - NÁVOD K POUŽITÍ

Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto výrobku.

Nabízeno:

- Toto vanové madlo je skutečně skvělý a bezpečný pomocník, který se Vám zajistí oporu. Ideální při koupání,
- sprchování na záchodě atd. Drží v každé poloze, horizontálně i vertikálně a nevyžaduje žádné vrtání a nářadí.
- Lze ho sundat a přemístit na jiné místo.

Použití: Plochu kam připevníte madlo pečlivě zbavte nečistot a prachu. Pokud je nutné, tak plochu odmastěte pro lepší přilnavost přísavky a Vaší bezpečnost.

POZOR: Plocha k přichycení madla musí být absolutně hladká!

Materiál: ABS, PP, PVC.



www.dmail.es

D-Mail s.r.o.
Hraniční 2253, 370 06
České Budějovice
Tel. +420 389 139139
Fax +420 389 139132
E-mail: info@dmail.cz

148665 - ASIDERO PARA BAÑO

Siéntase seguro con este asidero para la bañera y la ducha. Es fácil de colocar.

Características:

- Los niños podrán entrar en la bañera mojada y resbalosa con seguridad.
- Presionar las lengüetas hacia abajo para que se enganche con fuerza.
- Es posible utilizarlo en las paredes de la ducha!
- Fácil de colocar y quitar...con sólo levantar y bajar las lengüetas. Es un producto único!

Informaciones de seguridad: Debe ser montado sobre una superficie limpia, lisa, plana y no porosa. Utilizarlo como ayuda para mantener el equilibrio, no es una palanca. Controlar siempre que esté bien colocado antes de usarlo, de lo contrario volver a ponerlo correctamente.

Uso: Limpiar y humedecer la superficie. Las lengüetas deben estar hacia arriba y sueltas. Presionar las ventosas sobre la superficie de manera que queden completamente apoyadas. Empujar cada lengüeta hacia abajo. Comprobar la adhesión. Si se notara suelto, volver a empezar de nuevo. Para quitar el asidero, levantar las lengüetas y deslizar un dedo por debajo de cada ventosa para despegarlas. Controlar la adhesión antes de cada uso: limpiar la superficie y las ventosas y volver a colocarlo cuando sea necesario. Colocar y quitar cada semana

Material: ABS, PP, PVC, Acero inoxidable